

CLASSIC ABC

EUROFLEX

FLEXIBILITÉ, ERGONOMIE ET FONCTIONNALITÉ AU SERVICE DE L'ENFANT

Un positionnement adapté, une proclive / déclive, une hauteur variable et une embase compact font du Classic ABC, un releveur parfait pour que l'enfant atteint de troubles moteurs se sente à l'aise aussi bien à l'école qu'à la maison.


L'embase en H médicalisée apporte de la stabilité au dispositif pour plus de sécurité. Le freinage des roues s'active à l'aide d'une pédale.

La hauteur variable hydraulique permet à l'enfant d'être à la bonne hauteur pour faire des activités et également communiquer. La hauteur variable en fait une aide technique plus fonctionnelle pour l'accompagnateur.



PHOTO NON CONTRACTUELLE

À partir de **1940,15 € TTC**



CODES LPP

Code LPP : 1269336	Siège de série modulable et évolutif	838 €
Code LPP : 12798027	Accessoire de siège pour embase à roulettes, pied support télescopique	140,63 €
Code LPP : 1201114	Accessoire de siège pour embase à roulettes, repose-pieds réglable	84,02 €



Châssis motorisé

Le releveur Classic ABC est également disponible avec les châssis motorisés Miniflex ou Flexmobil.

Détail des embases Miniflex et Flexmobil pages 26 et 27

CODE LPP SUR CHASSIS MOTORISÉ

Code LPP : 4130136	VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées	3 487,95 €
--------------------	---	------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dossier (l x h)	32 x 20 cm / 32 x 35 cm
Assise (l x L)	32 x 36 cm / 36 x 40 cm
Hauteur sol-siège sur vérin hydraulique	49 à 63 cm *
Accoudoirs	30 x 6 cm, en polyuréthane revêtement velours
Inclinaison d'assise	-18° à +18°
Embase, longueur	56 cm
Embase, largeur	53 cm
Coloris	Noir Atlantic
Poids total	31 kg
Poids max. utilisateur	50 kg
Type de batterie	7A / 12V