

LEO 350



LEO 350

MOSO

L'ÉTONNANT FAUTEUIL BARIATRIQUE

Le **LEO350** est un fauteuil de fabrication allemande fait sur mesure pour répondre à la morphologie des personnes de grande taille, il supporte jusqu'à 350 kg. Il reste pourtant incroyablement compact et discret. Une longueur totale de seulement 96 cm, (sans repose-pieds) une largeur de 62 cm (en fonction de la largeur de l'assise) et son surprenant rayon de braquage de 79 cm lui donnent toutes les qualités d'un fauteuil roulant pour l'intérieur.

Mais le LEO 350 est tout aussi habile à l'extérieur ! Ses grandes roues, son moteur silencieux de 550 watts, son essieu arrière oscillant ainsi que ses suspensions avec barre de torsions en font un véritable fauteuil tout-terrain. Grâce à son équilibrage automatique du centre de gravité, le LEO350 reste parfaitement stable, même sur des pentes ou des rampes extérieures.



Proclive électrique en option





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Largeur d'assise	Sur mesure
Hauteur d'assise (sol - plaque d'assise)	42-52 cm
Profondeur d'assise	Sur mesure
Hauteur du dossier	Sur mesure
Plage de réglage angle dossier Version manuelle	-10° à 45°
Plage de réglage angle de l'assise Version manuelle	-3° à 20°
Hauteur accoudoirs	15 à 34 cm
Largeur hors-tout châssis inférieur	62 cm
Largeur hors-tout accoudoirs	Largeur assise + 12 cm
Longueur totale du châssis, sans repose-pieds	95 cm
Autonomie	40 km
Plan incliné	10°
Garde au sol	8 cm
Poids du fauteuil (avec batterie)	130 kg
Poids utilisateur maxi	350 kg

