

# CLASSIC XXL



# CLASSIC XXL

EUROFLEX

## LE RELEVEUR POUR PERSONNES DE GRANDE TAILLE


Le releveur CLASSIC XXL a été conçu pour les personnes de grande taille souffrant de troubles moteurs.

Différentes assises et dossiers permettent d'optimiser le confort de l'utilisateur en apportant une répartition des points de pression optimale. Le mécanisme du dossier est réglable en hauteur et en profondeur.

Afin de palier aux problèmes d'articulation ou de faiblesse des jambes, le CLASSIC XXL est disponible avec un double vérin électrique et un frein électrique de série.



PHOTO NON CONTRACTUELLE



### Frein électrique

Le CLASSIC XXL dispose d'un freinage électrique des quatre roues pour sécuriser les transferts.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Classification :	ISO 180903	Hauteur des accoudoirs :	8-26 cm, réglables
Dossier (L x H) :	55 x 35 cm / 65 x 35 cm	Embase (L x l) :	71 x 85 cm
Assise (L x P) :	60 x 45 cm / 70 x 50 cm	Revêtement :	Noir
Profondeur d'assise :	35 à 47 cm	Poids total :	51 kg
Accoudoirs :	38 x 8 cm, extra moelleux	Poids max. utilisateur :	260 kg
Releveur ÉLECTRIQUE :	HAUT : 53 - 78 cm   BAS : 48 - 66 cm	Type de batterie :	12V / 10A