

# MEYWALK 4



# MEYWALK 4

MEYLAND SMITH

## LA LIBERTE DE SE DEPLACER

Les Meywalk® 4 Micro, Small, Medium et Large ont été initialement conçus pour les personnes à mobilité réduite de tout âge qui ont des difficultés à tenir la station debout sans maintien.

Le Meywalk® 4 est conçu pour une utilisation intérieure.



Il existe 7 forces de ressorts différentes en fonction du poids de l'utilisateur



#### Accessoires du MEYWALK 4

- Supports anti-bascule
- Protections latérales
- Séparateur de jambes réglable
- Cale tronc
- Cale hanches





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Modèles :	MICRO	SMALL	MEDIUM	LARGE
Longueur :	77 cm	85 cm	86 cm	100 cm
Largeur hors-tout :	51 cm	62 cm	62 cm	68 cm
Largeur interne :	42 cm	49 cm	50 cm	57 cm
Hauteur de selle :	25 - 45 cm	44 - 67 cm	60 - 84 cm	80 - 104 cm
Hauteur de l'anneau thoracique :	52 - 65 cm	74 - 99 cm	101 - 133 cm	120 - 152 cm
Circonférence de l'anneau thoracique :	70, 90 cm	70, 90, 105, 120 cm	70, 90, 105, 120, 130 cm	70, 90, 105, 120, 130 cm
Poids (sans accessoire) :	13 kg	25 kg	32 kg	34 kg
Ressorts :	Orange, Violet	Blanc, Jaune, Bleu	Jaune, Bleu, Rouge, Argent	Rouge, Argent
Poids utilisateur max :	60 kg	100 kg	130 kg	130 kg
Coloris :	Noir	Vert	Rouge	Noir