

REAL 9000K



REAL 9000K

MERCADO MEDIC

Chaise manuelle sans hauteur variable avec pédale de frein et poignées de poussée idéales pour une tierce personne. La Real 9000K est l'alternative pratique et fonctionnelle au fauteuil roulant dans la maison.



PHOTO NON CONTRACTUELLE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Embase en H médicalisée MEDIC : 53 x 60 cm

Roues avant/arrière : Ø 10 cm

Hauteur sol - siège : 38 cm

Largeur d'assise : 44 cm

Profondeur d'assise : 48 cm

Largeur de dossier : 42 cm

Hauteur de dossier : 43 cm

Largeur poignée de poussée : 48 cm