

REAL 9200 TWIN



REAL 9200 TWIN

MERCADO MEDIC

LE RELEVEUR BARIATRIQUE QUI SUPPORTE
JUSQU'À 275 KG !


Confortables et robustes, les REAL 9200 TWIN et REAL 9200 TWIN EL offrent le confort et la stabilité nécessaires pour les personnes de grande taille et fortes corpulences souffrant de troubles moteurs.

Tous deux dotés d'une assise viscoélastique, d'accoudoirs escamotables pour faciliter les transferts et d'un dossier réglable en hauteur et inclinaison, leur différence réside dans le type de vérin.

Le 9200 TWIN possède un double vérin hydraulique pouvant supporter jusqu'à 180 kg. Quant au 9200 TWIN EL, il est équipé d'un double vérin électrique qui supporte une charge allant jusqu'à 275 kg.



PHOTO NON CONTRACTUELLE



La hauteur variable par double vérin électrique du 9200 TWIN EL supporte une charge allant jusqu'à 275 kg.



Les accoudoirs s'escamotent pour faciliter Les transferts latéraux ou l'accessibilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Largeur de dossier :	46 / 56 / 66 cm	Releveur HYDRAULIQUE :	HAUT : 45 - 65 cm BAS : 40 - 54 cm
Hauteur de dossier :	43 cm	Releveur ÉLECTRIQUE :	HAUT : 47 - 75 cm BAS : 40 - 60 cm
Profondeur d'assise :	40 / 45 / 50 cm	Revêtement velours :	Rouge / Gris / Marron / Bleu / Noir
Largeur d'assise :	52 / 62 / 72 cm	Poids max. HYDRAULIQUE :	utilisateur 180 kg
Longueur d'accoudoirs :	25 / 30 / 35 cm	Poids max. ÉLECTRIQUE :	utilisateur 275 kg