



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles :	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4
Hauteur de l'appui-tête :	70 - 130 cm	80 - 140 cm	110 - 200 cm	110 - 200 cm
Largeur interne :	20 - 70 cm	30 - 30 cm	40 - 100 cm	40 - 100 cm
Largeur de tronc :	15 - 23 cm	21 - 36 cm	25 - 40 cm	30 - 50 cm
Largeur de hanches :	15 - 23 cm	21 - 36 cm	25 - 40 cm	30 - 50 cm
Poids max de l'utilisateur :	50 kg	50 kg	100 kg	100 kg