



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dossier (L x H) :	55 x 35 cm / 65 x 35 cm
Assise (L x P) :	60 x 45 cm / 70 x 50 cm
Profondeur d'assise :	35 à 47 cm
Accoudoirs :	38 x 8 cm, extra-moelleux
Hauteur d'assise électrique :	Haut : 53-78 cm / Bas : 48-66 cm
Hauteur des accoudoirs :	8-26 cm, réglables
Embase (L x l) :	71 x 85 cm
Revêtement :	Noir
Poids total :	51 kg
Poids max utilisateur :	260 kg
Type de batterie :	12 V / 10 A