



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification :

Chaise de travail : ISO 180903

Hauteur sol-siège sur vérin hydraulique :

Vérin court : 43 à 57 cm

Vérin long : 45 à 65 cm

Hauteur sol-siège sur vérin électrique :

Vérin court : 40 à 58 cm

Vérin long : 45 à 70 cm

Accoudoirs 30 x 6 cm, en polyuréthane revêtement velours

Hauteur des accoudoirs :

0-26 cm, réglables

Inclinaison d'assise manuelle, avant :

0° à + 20°

Inclinaison d'assise électrique,
avant-arrière :

20° à + 10°



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - page 2

Poids total :

Vérin hydraulique : 20 kg
Vérin électrique : 28 kg

Poids max :

Vérin hydraulique : 125 kg
Vérin électrique : 140 kg

Type de batterie :

7,2 Ah / 12V

Options disponibles : frein électrique, inclinaison d'assise électrique, dossier électrique (sur modèle électrique)