



Nouveau  
code LPP  
6274230

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille :	Adulte moyen :	122 à 168 cm
	Adulte grand :	152 à 188 cm
	XT :	183 à 208 cm
Poids max :	Adulte moyen :	90 kg
	Adulte grand :	127 kg
	XT :	159 kg
Profondeur d'assise : (à partir du pivot d'assise)	Adulte moyen :	36 à 48 cm
	Adulte grand :	41 à 53 cm
	XT :	48 à 61 cm
Hauteur assise/repose-pied :	Adulte moyen :	28 à 46 cm
	Adulte grand :	36 à 53 cm
	XT :	43 à 58 cm
Profondeur support genoux : (à partir du pivot d'assise)	Adulte moyen/grand :	9 à 15 cm
	XT :	12 à 18 cm
Hauteur d'assise :	Adulte moyen/grand :	55 cm
	XT :	60 cm



Nouveau  
code LPP  
6274230

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - page 2

Profondeur tablette/coussinet pectoral à partir du pivot d'assise : Adulte moyen/grand : 0 à 27 cm  
XT : 3 à 28 cm

Hauteur tablette standard : Adulte moyen/grand : 39 à 77 cm  
(A partir du pivot d'assise) XT : 37 à 80 cm

Largeur du support genoux : Adulte moyen/grand : 23 cm  
XT :

Embase cadre de roulette à roulette : Adulte moyen/grand : 64 x 84 cm  
XT : 69 x 95 cm

Poids de l'appareil de base : Adulte moyen : 46 kg  
Adulte grand : 47 kg  
XT : 51 kg

Couleur cadre : Noir mat

Couleur garniture standard : Noir

Dimensions tablette standard : 53 x 61 cm