



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur :	77 cm
Largeur hors-tout :	51 cm
Largeur interne :	42 cm
Hauteur de selle :	25 - 45 cm
Hauteur de l'anneau thoracique :	52 - 65 cm
Circonférence de l'anneau thoracique :	70, 90 cm
Poids (sans accessoire) :	13 kg
Ressorts :	Orange pour 10-15 kg Violet pour 15-20 kg
Poids utilisateur max :	60 kg
Coloris :	Noir



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur :	80 cm
Largeur hors-tout :	56 cm
Largeur interne :	44 cm
Hauteur de selle :	28 - 46 cm
Hauteur de l'anneau thoracique :	55 - 77 cm
Circonférence de l'anneau thoracique :	70, 90, 105 cm
Poids (sans accessoire) :	20 kg
Ressorts :	Blanc pour 20-50 kg
Poids utilisateur max :	80 kg
Coloris :	Jaune



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur :	85 cm
Largeur hors-tout :	62 cm
Largeur interne :	49 cm
Hauteur de selle :	44 - 67 cm
Hauteur de l'anneau thoracique :	74 - 99 cm
Circonférence de l'anneau thoracique :	70, 90, 105, 120 cm
Poids (sans accessoire) :	25 kg
Ressorts :	Blanc pour 20-50 kg Jaune pour 45-65 kg Bleu pour 65-80 kg
Poids utilisateur max :	100 kg
Coloris :	Vert



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur :	86 cm
Largeur hors-tout :	62 cm
Largeur interne :	50 cm
Hauteur de selle :	60 - 84 cm
Hauteur de l'anneau thoracique :	101 - 133 cm
Circonférence de l'anneau thoracique :	70, 90, 105, 120, 130 cm
Poids (sans accessoire) :	32 kg
Ressorts :	Jaune pour 45-65 kg Bleu pour 65-80 kg Rouge pour 80-100 kg Argent pour 100-130 kg
Poids utilisateur max :	130 kg
Coloris :	Rouge



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur :	100 cm
Largeur hors-tout :	68 cm
Largeur interne :	57 cm
Hauteur de selle :	80 - 104 cm
Hauteur de l'anneau thoracique :	120 - 152 cm
Circonférence de l'anneau thoracique :	70, 90, 105, 120, 130 cm
Poids (sans accessoire) :	34 kg
Ressorts :	Rouge pour 80-100 kg Argent pour 100-130 kg
Poids utilisateur max :	130 kg
Coloris :	Noir