



Nouveau
code LPP
9175497

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur châssis :	58 cm
Longueur châssis :	74 cm
Vitesse max.	4 km/h
Rayon de giration :	94 cm
Hauteur sol - siège :	Vérin court : 45 à 63 cm Vérin long : 50 à 75 cm
Roues motrices :	Traction avant ou propulsion arrière
Franchissement d'obstacle :	3 cm
Poids total :	60 kg
Poids max utilisateur :	140 kg
Autonomie * :	8 h 30 min.

Options électriques disponibles : inclinaison d'assise, dossier, relève-jambes

* L'autonomie de la batterie peut différer en fonction du poids de l'utilisateur, des conditions climatiques et du type de terrain