



Nouveau  
code LPP  
9175497

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids max. utilisateur :	135 kg
Largeur hors-tout :	57 cm
Vitesse max. :	4.5 km/h
Longueur :	80 cm
Rayon de giration :	82 cm
Roues avant/arrière :	Ø 12.5 cm
Roues directrices : roues centrales :	Ø 22 cm
Autonomie de la batterie * :	~ 15 km
Hauteur sol - siège :	39 à 77 cm selon vérin
Franchissement d'obstacle :	4 cm
Plage de réglage repose-pieds :	37-53 cm
Poids (batterie incluse) :	76 kg
Largeur d'assise :	33 à 48 cm selon assise
Temps de charge :	6 - 8 heures
Profondeur d'assise :	35 à 48 cm selon assise
Chargeur :	Testé et approuvé par Mercado Medic AB Mentzer 3A
Inclinaison d'assise :	-15° +8°, -8° +15°, 0° +23°
Hauteur du dossier :	33 à 43 cm selon dossier
Batterie :	Testée et approuvée par Mercado Medic AB Sonnenschein 2st 12 V 25 Ah
Inclinaison du dossier :	15° +45°

\* L'autonomie de la batterie peut différer en fonction du poids de l'utilisateur, des conditions climatiques et du type de terrain