



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de réglage en hauteur	Jusqu'à 91cm
Limite de poids	Jusqu'à 16,3kg
Poids de l'unité de base (sans tablette ni équerre de fixation)	6,4kg
Poids du mât pour la position dorsale avec tablette et appui-tête	2,5kg
Poids du mât pour la position ventrale avec tablette	1kg
Poids de l'unité avec toutes les options	9,7kg
Dimensions au sol	91x81cm
Hauteur de transfert (Horizontal au niveau du pivot de la hanche)	66cm
Abduction de la jambe	0 à 15°
Taille du repose pied	15x8cm
Plage de réglage hauteur du pied (centre du support pelvien au repose-pied)	22-44cm
Hauteur intérieure des supports genoux (la largeur est variable)	10cm
Réglage latéral des supports genoux (par côté)	3cm
Plage de réglage en hauteur des supports genoux (Centre du coussinet pelvien au centre du genou)	11-34 cm
Sangles de pied - longueur au-dessus de la voûte plantaire avec un chevauchement du Velcro de 2,5cm minimum.	21cm
Taille de la tablette thérapeutique moulé.	19 x 32 cm avec 8cm d'extension de coude
Tailles des coussins de soutien pour le bassin, le haut du corps et la tête	9x20