

dgk
MEDICAL

BENTLEY LT



DGK MÉDICAL
Parc des activités économiques
62180 - VERTON

PAR TÉLÉPHONE
Tél 03 21 89 49 85
Mob 06 87 09 92 70

SUR INTERNET
Commercial.dgkmedical@orange.fr
www.dgkmedical.com
Facebook : @DGK Medical

BENTLEY LT

PDG MOBILITY

FAUTEUIL INCLINABLE A 20° POUR LES GENOUX AVEC UN CADRE EN ALUMINIUM LEGER

Le Bentley offre jusqu'à 20° d'inclinaison depuis l'avant du siège. Cela permet à l'utilisateur de garder les pieds sur le sol pendant que la chaise est complètement inclinée. Le cadre rigide offre une stabilité et une maniabilité supérieures.

Fonctionnalités exclusives

- Propulsion podale et manuelle en position inclinée sans élévation des genoux
- Empattement court pour plus de maniabilité
- Réglages simples du centre de gravité

Options disponibles *Voir bon de commande*

- Attaches taxi WC-19 & ISO-7176-19
- Inclinaison dynamique manuelle à 30°
- Inclinaison électrique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Bascule d'assise	Jusque 20°	Hauteur d'assise :	33 à 51 cm
Poids max utilisateur	113kg	Inclinaison du dossier :	90° à 122°
Largeur d'assise :	35,5 à 56 cm	Largeur totale :	Largeur d'assise + 24-26,5cm
Profondeur d'assise :	40,5 à 56 cm	Poids du fauteuil :	15kg