

BENTLEY LT-R



BENTLEY LT-R

PDG MOBILITY

FAUTEUIL LEGER AVEC UNE BASCULE D'ASSISE A 20°
OFFRANT DES POSSIBILITES D'AUTOPROPULSION
INEGALÉES

Le fauteuil léger Bentley LT-R favorise l'indépendance de l'utilisateur en offrant une meilleure autopropulsion et une maniabilité supérieure grâce à la disposition inversée des roues. Elle bascule à 20° par rapport à l'avant du siège (pas d'élévation des genoux pendant la bascule).

Les roues motrices restent dans une position ergonomique sur toute la plage d'inclinaison, ce qui offre un meilleur accès à la propulsion manuelle.

Hauteur Siège-sol de 30cm pour faciliter la traction podale.



PHOTO NON CONTRACTUELLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Bascule d'assise	Jusque 20°	Hauteur d'assise :	30,5 à 48 cm
Poids max utilisateur	113kg	Inclinaison du dossier :	90° à 122°
Largeur d'assise :	35,5 à 56 cm	Largeur totale :	Largeur d'assise + 27cm
Profondeur d'assise :	40,5cm à 56 cm	Poids du fauteuil :	15kg

Caractéristiques exclusives Bentley

- ✓ Traction podale ou manuelle en position inclinée, sans élévation du genou.
- ✓ Empattement court pour la maniabilité
- ✓ Position de l'essieu réglable pour déplacer le centre de gravité

Options disponibles

- ✓ Attaches taxi WC19 et ISO 7176-19
- ✓ Inclinaison dynamique manuelle de 30°
- ✓ Inclinaison électrique
- ✓ Gréement avant Easy-Out