

dgk
MEDICAL

FUZE T20



DGK MÉDICAL
Parc des activités économiques
62180 - VERTON

PAR TÉLÉPHONE
Tél 03 21 89 49 85
Mob 06 87 09 92 70

SUR INTERNET
Commercial.dgkmedical@orange.fr
www.dgkmedical.com
Facebook : @DGK Medical

FUZE T20

PDG MOBILITY

UN FAUTEUIL ELEGANT INCLINABLE A 20° POUR LES GENOUX

Le Fuze T20 offre jusqu'à 20° d'inclinaison avec une facilité de propulsion pour les occupants et les soignants. La chaise a un châssis en aluminium élégant et est facile à installer et à régler. Son emplacement de pivot vers l'avant offre une faible élévation des genoux lors de l'inclinaison.

Options disponibles *Voir bon de commande*

- Attaches taxi WC-19 & ISO-7176-19
- Largeur de châssis ajustable
- Peut être converti en Fuze T50



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Bascule d'assise	Jusque 20°	Hauteur d'assise :	33 à 51 cm
Poids max utilisateur	113kg	Inclinaison du dossier :	84° à 120°
Largeur d'assise :	35,5 à 56 cm	Largeur totale :	Largeur d'assise + 24-26,5cm
Profondeur d'assise :	38 à 56 cm	Poids du fauteuil :	20kg