

dgk
MEDICAL

FUZE T50



DGK MÉDICAL
Parc des activités économiques
62180 - VERTON

PAR TÉLÉPHONE
Tél 03 21 89 49 85
Mob 06 87 09 92 70

SUR INTERNET
Commercial.dgkmedical@orange.fr
www.dgkmedical.com
Facebook : @DGK Medical

FUZE T50

PDG MOBILITY

FAUTEUIL INCLINABLE LE PLUS POLYVALENT AU MONDE

Le fauteuil Fuze T50 a un châssis en aluminium élégant avec une plage d'inclinaison réglable en continu de 50°. Le fauteuil est léger, peu encombrant et facile à installer et à régler.

Le Fuze T50 est le fauteuil inclinable le plus vendu de PDG.

Fonctionnalités exclusives

- Un pivot unique du centre de gravité
- Performances d'inclinaison sans effort et sans entretien
- Réglages simples du centre de gravité

Options disponibles *Voir bon de commande*

- Attaches taxi WC-19 & ISO-7176-19
- Inclinaison dynamique manuelle à 30°
- Inclinaison électrique jusqu'à 158kg
- Ensemble de largeur hors tout ultra étroit
- Châssis à largeur réglable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Bascule d'assise	Jusque 50°	Hauteur d'assise :	33 à 51 cm
Poids max utilisateur	158kg	Inclinaison du dossier :	84° à 120°
Largeur d'assise :	30,5 à 61 cm	Largeur totale :	Largeur d'assise + 10-21,5cm
Profondeur d'assise :	38 à 56 cm	Poids du fauteuil :	20kg

FUZE T50

PDG MOBILITY

Option ultra étroite

Largeur d'assise de 10cm

plus




Disponible pour les largeurs de siège de 46 à 61cm

Certaines restrictions s'appliquent



Inclinaison électrique | De 0° à inclinaison complète en 20 secondes | jusqu'à 158kg



Guides de hanche



Dossier rabattable



Dossier inclinable | jusqu'à 30° d'inclinaison