

dgk  
MEDICAL

# ECLIPSE



DGK MÉDICAL  
Parc des activités économiques  
62180 - VERTON

PAR TÉLÉPHONE  
Tél 03 21 89 49 85  
Mob 06 87 09 92 70

SUR INTERNET  
Commercial.dgkmedical@orange.fr  
[www.dgkmedical.com](http://www.dgkmedical.com)  
Facebook : @DGK Medical

# ECLIPSE

PDG MOBILITY

## Chaise bariatrique rigide qui tourne en un rien de temps !

L'Eclipse est une chaise rigide conçue pour l'utilisateur bariatrique et supporte jusqu'à 453kg de poids de l'occupant. Les roulettes allongées permettent d'obtenir un équilibre optimal du poids sur les roues arrière pour une excellente facilité de propulsion.



Options disponibles *Voir bon de commande*

- Attaches taxi WC-19 & ISO-7176-19
- Inclinaison dynamique manuelle à 30°
- Tailles personnalisées (jusqu'à 122cm de large)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Bascule d'assise	Pas de bascule	Hauteur d'assise :	35,5 à 51 cm
Poids max utilisateur	453kg	Inclinaison du dossier :	85° à 100°
Largeur d'assise :	51 à 122 cm	Largeur totale :	Largeur d'assise + 19cm
Profondeur d'assise :	40,5 à 61 cm	Poids du fauteuil :	20kg