

dgk
MEDICAL

STELLAR GL



DGK MÉDICAL
Parc des activités économiques
62180 - VERTON

PAR TÉLÉPHONE
Tél 03 21 89 49 85
Mob 06 87 09 92 70

SUR INTERNET
Commercial.dgkmedical@orange.fr
www.dgkmedical.com
Facebook : @DGK Medical

STELLAR GL

PDG MOBILITY

FAUTEUIL INCLINABLE A 45° AVEC UN CHASSIS EN ACIER ROBUSTE

Le Stellar GL est un fauteuil polyvalent inclinable à 45° avec hauteur des genoux. Il favorise l'auto-propulsion, l'accès aux tables et la participation aux activités de la vie quotidienne liées à la mobilité. Le châssis rigide offre une stabilité et une maniabilité supérieures.

Fonctionnalités exclusives

- Propulsion podale et manuelle en position inclinée sans élévation des genoux
- Empattement court pour plus de maniabilité
- Réglages simples du centre de gravité

Options disponibles *Voir bon de commande*

- Attaches taxi WC-19 & ISO-7176-19
- Inclinaison dynamique manuelle à 30°
- Inclinaison électrique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Bascule d'assise	Jusque 45°	Hauteur d'assise :	33 à 51 cm
Poids max utilisateur	204kg	Inclinaison du dossier :	90° à 122°
Largeur d'assise :	35,5 à 61 cm	Largeur totale :	Largeur d'assise + 24-26,5cm
Profondeur d'assise :	40,5 à 56 cm	Poids du fauteuil :	23kg