

PRODUIT DE BASE



PHOTO NON CONTRACTUELLE

Elevation by PDG (2001000) **3400 €**

L'Elevation permet à son utilisateur de participer aux activités de la vie quotidienne en adaptant rapidement et facilement sa position assise à ses besoins de mobilité grâce à un réglage rapide de la hauteur du siège et de l'angle du dossier.

Système d'inclinaison de l'angle antérieur et postérieur du dossier contrôlé par l'utilisateur (2001001) **550€**

Système d'inclinaison et d'élévation antérieur contrôlé par l'utilisateur (2001002)..... **2600€**

Base et châssis de l'assise fixe (2002000) **STD**

Capacité de poids de 113 kg.

Plage de poids de l'utilisateur

29 à 40 kg (2002150) 40 à 63 kg (2002200)

63 à 90 kg (2002300) 90 à 113 kg (2002400)

LARGEUR D'ASSISE

Largeur d'assise standard.....**STD**

30,5 cm (2003012) 33 cm (2003013)

35,5 cm (2003014) 38 cm (2003015)

40,5 cm (2003016) 43 cm (2003017)

46 cm (2003018) 48 cm (2003019)

PROFONDEUR D'ASSISE

Profondeur d'assise standard (réglable)**STD**

35,5 cm (2004014) 38 cm (2004015)

40,5 cm (2004016) 43 cm (2004017)

46 cm (2004018) 48 cm (2004019)

51 cm (2004020)

COLORIS

Coloris**STD**

Rouge tracer (2005000) Noir brillant (2005001)

Argent (2005002) Noir mat (2005003)

Orange fusion (2005004) Vert (2005005)

Bleu brillant (2005006) Blanc brillant (2005007)

Titane sombre (2005008) Vert geyser (2005009)

Bleu Lollipop (2005010) Rouge Lollipop (2005011)

Rose bubble-gum (2005012) Violet berry (2005013)

Jaune safety (2005014)

Coloris personnalisé (2005200)..... **300 €**

ACCOUDOIRS

Sans accoudoirs (2006000)..... **0 €**

Accoudoirs rigides (2006001).....**150 €**

OPTIONS D'ASSISE

Harnais de siège standard (2008110).....**0 €**

Sans harnais de siège (2008100).....**0 €**

Le harnais de siège tiers doit être installé avant l'utilisation du fauteuil roulant.

HAUTEUR DU SIÈGE

Hauteur entre le siège et le sol

Roue de 24"

Réglé à 46 cm (2010018)

Réglé à 48 cm (2010019)

Réglé à 51 cm (2010020)

Roue de 25"

Non compatible avec les roulettes de 4" avec les fourches Frog Leg Uni-tine.

Réglé à 47 cm (2010118)

Réglé à 49,5 cm (2010119)

Réglé à 52 cm (2010120)

Roue de 26"

Non compatible avec les fourches Frog Leg Uni-tine.

Réglé à 48 cm (2010219)

Réglé à 51 cm (2010220)

Réglé à 53 cm (2010221)

ROULETTES

Roulettes en composite**STD**

Sport : 4" x 1" (2011040)

Softroll : 4" x 1,5" (2011042)

Softroll : 5" x 1,5" (2011052)

Roulettes en aluminium..... **275 €**

Sport : 4" x 1" (2011140)

Softroll : 4" x 1,5" (2011142)

Softroll : 5" x 1,5" (2011152)

Fourche à roulettes et options de suspension de la fourche

Fourches standard en aluminium (2011410) **STD**

Frog Legs Fourches Uni-Tine (2011420) **295 €**

Fourches à suspension ultra-sport (2011421) **595 €**

Compatible uniquement avec les roulettes de 4".

ROUES ARRIÈRE

Roues arrière

La couleur standard des rayons est le noir. D'autres couleurs sont disponibles sur commande spéciale.

- WIRE Wheel (2012310) 30 rayonsSTD
- SPOX Everyday (2012311) 18 rayons945 €
- SPOX Sport (2012312) 24 rayons945 €
- Lite Extreme LX (2012313) 12 rayons.....1195 €
- Sport Lite Extreme SLX (2012314) 24 rayons1195 €
- Lite Extreme FLEXRIM (2012315) 12 rayons Non disponible en 26"1845 €

Sélectionner la courbure des roues

- 0° (2012400)
- 2° (2012402)
- 4° (2012404)
- 6° (2012406)

TYPE D'ESSIEUX

- Essieux escamotables (2013000)

PNEUS ARRIÈRE

- Pneus Primo (2014110)STD
- Pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution (2014120)165€

MAINS COURANTES

- Sans mains courantes (2015000)0 €
- Mains courantes en aluminium anodisé clair (2015100) ...STD
- Mains courantes recouvertes de plastique (2015110)165 €

FREINS

- Frein à pousser (2016010)
Non compatible avec l'accoudeur rigide.
- Freins à ciseaux en composite (2016090)

ANTI-BASCULE

- Anti-basculé arrière (2017010)145 €

OPTIONS DE DOSSIER

- Poignées de poussée (2019020)195 €
- Dossier rabattable (2019220).....150 €
Non compatible avec le dossier inclinable.

Hauteur de l'assise

- Petite (21 - 30 cm) Hauteur barre de rigidification : 14 cm (2019300)
- Moyenne (26 - 40 cm) Hauteur barre de rigidification : 19 cm (2019301)
- Grande (41 - 51 cm) Hauteur barre de rigidification : 24 cm (2019302)

- Hauteur barre de rigidification personnalisée (2019310) .150 €

.....cm
Doit être au moins 11,4 cm au-dessus du harnais du siège.

- Barre de rigidification profonde (2019311)150 €
Pour l'installation du dossier tiers.

SELLERIE DU DOSSIER

- Sellerie standard (2020010)STD
- Pas de sellerie (2020000).....0 €
Un revêtement de dossier tiers doit être installé avant l'utilisation du fauteuil roulant.

REPOSE-PIEDS

- Repose-pieds standard (2025010).....STD
- Repose-pieds haut réglable en angle (2025011)
- Repose-pieds en aluminium réglable en angle (2026020).....
- Repose-pieds rabattable (2026060)
- Repose-pieds à talon fixe (2026075).....295 €

SANGLE DE MOLLET

- Sangle de mollet rembourrée Boddypoint (2027050).....STD

SANGLES DE POSITIONNEMENT

- Ceinture abdominale standard (2029005).....STD
Une ceinture abdominale de base sera fournie, sauf si une autre ceinture est sélectionnée ci-dessous.

Ceinture de hanche Boddypoint

Bouton poussoir avec embout à montage plat. Recommandé pour le montage à travers les fentes des protections latérales, afin de permettre l'utilisation de la fonction «anti-cisaillement».

- Style auto à tirage central (2029010)130 €
- Style auto à tirage central, rembourré (2029015)240 €

- Stabilisateur pelvien EvoFlex (2029200)325 €
Bouton-poussoir recommandé lorsque la fonction anti-cisaillement n'est pas utilisée. Monté directement sur les tubes de selle à l'aide du support de montage de tube de selle inclus.

PROTECTION LATÉRALE

- Pas de protections latérales (2030400)STD
Une ceinture abdominale de base sera fournie, sauf si une autre ceinture est sélectionnée ci-dessous.

Protections latérales non relevables

- Petites - Rigide (2030410)STD
- Normales - Rigide (2030411)295 €
- Normales- Pliable (2030415).....350 €

Protections latérales relevables (anti-cisaillement)

- Normales - Rigide (2030420)STD
- Normales - Pliable (2030425)600 €
- Grandes - Pliable (2030426)650 €
Non compatible avec l'accoudeur rigide.

OPTIONS DIVERSES

- SmartDrive Support d'adaptation (2030451)395 €
Contactez un revendeur agréé pour acheter le dispositif SmartDrive.

Déclencheurs quadruples

Non compatible avec le freins à pousser.

- Montage à l'intérieur (2030461)115 €
- Montage à l'extérieur (2030462).....115 €
- Boucles de pouce (2030463)130 €