

PRODUIT DE BASE



PHOTO NON CONTRACTUELLE

Stellar HD (2101000) **4200 €**

Le Stellar HD est un fauteuil roulant bariatrique qui offre jusqu'à 45° d'inclinaison depuis l'avant du siège et possède une capacité de poids de 272kg. Il est doté d'un renforcement en acier épais du châssis et d'autres composants. Plusieurs verins à gaz assurent un fonctionnement de l'inclinaison sans effort.

Chassis renforcé (2101201) **1395€**

Chassis renforcé en acier ultra-durable pour les utilisateurs obèses.

Base et châssis de l'assise très résistants

- Jusqu'à 204 kg (45° d'inclinaison) (2102045)
- Jusqu'à 272 kg (25° d'inclinaison) (2102060) **300€**

Plage de poids de l'utilisateur

- Jusqu'à 113 kg (2102430) 113 à 158 kg (2102431)
- 158 à 192 kg (2102432) 192 à 272 kg (2102433)

LARGEUR D'ASSISE

Largeur d'assise

- 56 cm (2103022) 61 cm (2103024)
- 66 cm (2103026) **375 €**
- 71 cm (2103028) 76 cm (2103030)
- 81 cm (2103032) **800 €**

PROFONDEUR D'ASSISE

Profondeur d'assise standard (réglable) STD

- 46 cm (2104018) 48 cm (2104019)
- 51 cm (2104020) 53 cm (2104021)
- 56 cm (2104022)

COLORIS

Coloris STD

- Rouge tracer (2105000) Noir brillant (2105001)
- Argent (2105002) Noir mat (2105003)
- Orange fusion (2105004) Vert (2105005)
- Bleu brillant (2105006) Blanc brillant (2105007)
- Titane sombre (2105008) Vert geyser (2105009)
- Bleu Lollipop (2105010) Rouge Lollipop (2105011)
- Rose bubble-gum (2105012) Violet berry (2105013)
- Jaune safety (2105014)

Coloris personnalisé (2105200) 300 €

ACCOUDOIRS

- Sans accoudoirs** (2106000) **STD**
- Accoudoirs monotube réglables en hauteur 25,5 à 35,5 cm** (2106214) **295 €**

OPTIONS D'ACCOUDOIRS

- Manchettes d'accoudoirs standard** **STD**
 - Court 5 cm x 25,5 cm (2107100)
 - Long 5 cm x 35,5 cm (2107101)
- Manchettes d'accoudoirs cascade** **115€**
 - Court 5 cm x 25,5 cm (2107105)
 - Long 5 cm x 35,5 cm (2107106)

Manchettes d'accoudoirs larges **200 €**

Peut interférer avec les roues dans certaines configurations d'inclinaison.

- Court 7,5 cm x 25,5 cm (2107110)
- Long 7,5 cm x 30,5 cm (2107111)

Manchettes d'accoudoirs en gel **135 €**

Peut interférer avec les roues dans certaines configurations d'inclinaison.

- Court 5 cm x 30,5 cm (2107120)
- Long 9 cm x 30,5 cm (2107121)

Manchette d'accoudoir aux contours renforcés avec coussin de main **125 €**

Non compatible avec le plateau pour genoux, les accoudoirs escamotables, les accoudoirs à deux montants.

- Droit 11 cm x 46 cm (2107130)
- Gauche 11 cm x 46 cm (2107131)

Protège-vêtements (2107320) **165 €**

PLATEAU DE SIÈGE

Plateau de siège solide en aluminium (2108001) **175 €**

Requis pour une profondeur de siège de 56 cm.

HAUTEUR DU SIÈGE

Hauteur entre le siège et le sol

- Réglé à 40,5 cm (2110016)
- Réglé à 43 cm (2110017)
- Réglé à 46 cm (2110018)

ROULETTES

Roulettes 5" avec fourche en acier très résistante (2111050) **STD**

ROUES ARRIÈRE

Roues à rayons haute résistance 24" (2112224)

Position des roues arrières

Indiquez votre préférence pour la position des roues arrières. S'il est laissé en blanc, le réglage par défaut sera utilisé. Dans le but de maintenir la stabilité du fauteuil et d'éviter toute interférence avec d'autres fonctions du fauteuil, PDG peut ne pas être en mesure d'accommoder la préférence indiquée.

- Arrière (2112401)
- Milieu (2112402)
- Devant (2112403)



TYPE D'ESSIEUX

Essieux fixes (2113010) **STD**

PNEUS ARRIÈRE

Pneus en uréthane (2114000) **STD**

MAINS COURANTES

Sans mains courantes (2115000) **0 €**

Mains courantes en aluminium (2115010) **STD**

Mains courantes recouvertes de plastique (2115020) ... **250 €**

FREINS

Blocage des roues par l'utilisateur **STD**

Pousser pour bloquer (2116010)

Tirer pour bloquer (2116020)

Extensions de blocage des roues (2116100) **60 €**

Non compatible avec le blocage des roues par l'accompagnateur.

ANTI-BASCULE

Anti-basculé arrière (2117010) **75 €**

«Option de sécurité» requise

TUBES DE DOSSIER

Barre de poussée arrière (2118010)

Hauteur de la barre / poignées de poussée

Mesuré du plateau du siège à la poignée.

Court 56 cm (2118425)

Long 63 cm (2118431)

OPTIONS DE DOSSIER

Angle siège-dossier réglé à 90° (2119090) **STD**

Support de montage d'appui-tête (2119212) **95 €**

Non nécessaire en cas de montage sur un dossier solide.

Seating Dynamics Système de réglage Dynamic Rocker (2119240) **2995 €**

Non compatible avec l'inclinaison à 30°. Nécessite un rembourrage à tension réglable ou un dossier rigide. La hauteur du montant du dossier fini dépasse de 10cm la hauteur du montant du dossier sélectionné.

SELLERIE DU DOSSIER

Pas de Sellerie (2120000) **STD**

Sellerie réglable en tension **525 €**

40cm de hauteur. Non compatible avec les poignées de poussée.

Normal 46 cm de hauteur (2120421)

Grande 56 cm de hauteur (2120424)

Position de la sellerie

Position du haut de la sellerie par rapport à l'assise du siège. Encerclez ci-dessous

Sellerie	Tubes de dossier 56cm							
Normal	43cm	46cm	48cm	51cm	53cm	56cm		
Grande				51cm	53cm	56cm		

Sellerie	Tubes de dossier 63cm								
Normal	43cm	46cm	48cm	51cm	53cm	56cm	58cm	61cm	63cm
Gande				51cm	53cm	56cm	58cm	61cm	63cm

INCLINAISON

Inclinaison par l'accompagnateur seulement **STD**

Sélectionnez l'emplacement de montage de la gâchette ci-dessous.

À droite du système de poussée (2123011)

À gauche du système de poussée (2123012)

Limite d'inclinaison

En option. Si aucune limite d'inclinaison n'est sélectionnée, la plage complète d'inclinaison sera utilisée.

Réglé à 20° (2123220)

Réglé à 30° (2123230)

Réglé à 40° (2123240)

Dossier inclinable (manuel) (2123310) **895 €**

Inclinaison de 30°. Non compatible avec la sellerie réglable en tension.

CHÂSSIS AVANT

Pas de châssis avant (2125000) **STD**

Blocs de secteur uniquement (2125001) **STD**

Châssis avant escamotable à 60° (2125130) **0 €**

Insertion et retrait sans effort. Aucun support de suspension ne reste sur le cadre.

Repose-jambes élévateur escamotable (2125200) **375 €**

Comprend des coussins pour mollets.

REPOSE-PIEDS

Repose-pieds en aluminium réglable en angle (2126020) . **175 €**

ACCESSOIRES REPOSE-PIEDS / REPOSE-JAMBES

Coussins de mollet repose-jambes escamotables (2127030)

..... **100 €**

Non compatible avec le rembourrage en gel.

Sangles talonnières (2127040) **50 €**

Sangles mollets (2127051) **195 €**

TUBES D'EXTENTION DU CHÂSSIS AVANT

Tubes d'extention normaux 33-43 cm (2128010).....

Longueur du bas de la jambe

S'il est fourni, le châssis avant sera réglé à cette longueur par PDG. S'il est laissé vide, le paramètre par défaut sera utilisé.

De l'assise du siège aux plaques de pied :

Mesuré sur la longueur du châssis avant.

OPTIONS DIVERSES

Support d'O2 (2130120) **495 €**

Bande de velcro, 5 cm x 76 cm. (2130170) **10 €**

Pour le montage du coussin