

Raz-AP

Fauteuil roulant manuel de douche percé, équipement spécial pour handicapés.

- 4 largeurs et 2 profondeurs
- Accès frontal et latéral sans restriction
- 4 hauteurs de dossier (38 / 43 / 51 / 61 cm)
- Angle du dossier réglable (85° / 90° / 95°)
- Réglage de la hauteur sans outil (51 cm - 61 cm)
- 4 roulettes à double blocage
- Utilise le même châssis que le Raz-SP
- Châssis en acier inoxydable
- Châssis inclinable en option



La traverse avant en retrait et inclinée permet un meilleur accès à la cuvette des toilettes et facilite les transferts debout-pivot.



Accès latéral libre

181
kg
Capacité de poids