

Raz-AT

Fauteuil roulant manuel de douche percé, équipement spécial pour handicapés. Avec une plage d'inclinaison de 40°

- Plage d'inclinaison de 40°
- Des vérins à gaz permettent de soulever le client pour le sortir de l'inclinaison.
- 5 largeurs et 2 profondeurs
- 4 hauteurs de dossier (38 / 43 / 51 / 61 cm)
- Angle du dossier réglable (85° / 90° / 95°)
- Châssis réglable en hauteur (53 cm - 63 cm)
- Châssis position basse disponible (41 cm - 51 cm)
- 8° ou 15° d'inclinaison antérieure
- Limiteurs d'inclinaison disponibles (sans frais)
- Châssis en acier inoxydable



Amortisseurs à gaz pressurisé

Module d'inclinaison

- Disponible pour Raz-AT / CAT / AP / SP
- Plage d'inclinaison de 30° (inclinaison limitée à 25°)
- 2 hauteurs de dossier inclinable (51 cm / 61 cm)
- Bras inclinables en 2 points de série
- Des vérins à gaz aident à soulever le client pour le sortir de l'inclinaison.

181
kg

Capacité de poids

