

# Raz-CAT

Fauteuil roulant manuel de douche percé, équipement spécial pour handicapés. Avec une plage d'inclinaison de 40° compact.

- Assise et châssis plus court de 7,6 cm par rapport au Raz-AT
- Possibilité de croissance grâce à des cadres de dossier modulaires :
- 3 largeurs de dossier : 36 / 41 / 46 / 51 cm
- 2 hauteurs de dossier : 38 cm / 48 cm
- Profondeur d'assise réglable de 28 cm à 41 cm.
- Inclinaison de 40°.
- Angle du dossier réglable (90° / 97°)
- Châssis réglable en hauteur (53 cm - 63 cm)
- Assise avec ouverture unique, effilée et oblongue.
- Module d'inclinaison en option
- Châssis en acier inoxydable

**136**  
kg  
Capacité de poids



Siège standard CAT

Ouverture conique et oblongue (8,8 cm à l'avant et 11 cm à l'arrière). La largeur de l'ouverture augmente avec la profondeur de l'assise.



Longueur du châssis plus courte de 7,6 cm par rapport au Raz-AT



## Cadre du dossier "Reach-Over" réglable en profondeur

- Exclusif à Raz
- Permet au cadre du dossier d'être plus étroit que celui de l'assise.
- Les accoudoirs peuvent être positionnés de manière optimale en fonction de la largeur thoracique du client.
- Profondeur de l'assise de 28 cm à 41 cm.
- Des longueurs d'accoudoirs de 25 cm sont disponibles pour les profondeurs d'assise plus courtes. (Standard : 33 cm)