

Züm-AP

Fauteuil roulant manuel de douche percé pliable Züm-AP, équipement spécial pour handicapés.



- Se plie pour le stockage et le transport
- Dossier amovible avec rembourrage en vinyle
- Accès latéral sans restriction
- Roulettes de 5" à double blocage
- 17 assises avec possibilité de personnalisation
- Utilise le même châssis que le Züm-SP
- Châssis en aluminium



Croisillons Züm

Conçu avec une arche avant et un point de pivot bas pour permettre au Züm d'être positionné entièrement au-dessus des toilettes.



Accès latéral libre

159
kg

Capacité de poids