

Züm-SP

Fauteuil roulant manuel de douche percé pliable Züm-AP, équipement spécial pour handicapés.

- Se plie pour le stockage et le transport
- Roues de 22 ou 24 pouces avec axes à démontage rapide
- Réglage du centre de gravité (3 positions, plage de 5 cm)
- Dossier amovible avec rembourrage en vinyle
- Accès latéral sans restriction
- Roulettes de 5" à double blocage
- 17 assises avec possibilité de personnalisation
- Utilise le même châssis que le Züm-AP.
- Châssis en aluminium



Le récepteur d'essieu peut être positionné pour des roues de 22 ou 24 pouces et peut être placé dans 3 positions avant/arrière différentes pour le réglage du centre de gravité. Le Züm-SP peut également être configuré pour accepter les roues du fauteuil roulant du client

159
kg

Capacité de poids



Züm-SP plié