

Raz-ART

Fauteuil roulant manuel de douche percé avec bascule d'assise, équipement spécial pour handicapés.

- Plage d'inclinaison de 40°
- Géométrie d'inclinaison brevetée, plage de 40°
- Système de verrouillage de l'inclinaison (brevet en instance)
- Faible encombrement pour une maniabilité exceptionnelle
- Le châssis réversible offre deux niveaux de réglage de la hauteur sans outil.
- 4 hauteurs de dossier (36 / 41 / 46 / 51 cm)
- Angle du dossier réglable (90° / 97°)
- Le dossier peut être déplacé vers l'avant ou l'arrière dans une plage de 8 cm.
- Compatible avec toutes les assises standard de 46 cm de large
- Châssis léger en aluminium

159
kg
Capacité de poids

Maintient un emplacement quasi-constant du centre de gravité, ce qui réduit considérablement l'effort d'inclinaison.




Géométrie d'inclinaison brevetée à double arc



Châssis escamotable
Plage haute



Châssis escamotable
Plage basse



Système innovant de
gestion des câbles