

# Euroflex



<b>Classification :</b>	<b>Chaise de travail : ISO 180903</b>	
Hauteur sol-siège sur vérin hydraulique :	Vérin court : 43 à 57 cm	Vérin long : 45 à 65 cm
Hauteur sol-siège sur vérin électrique :	Vérin court : 40 à 58 cm	Vérin long : 45 à 70 cm
Accoudoirs 30 x 6 cm, en polyuréthane revêtement velours		
Hauteur des accoudoirs :	0-26 cm, réglables	
Inclinaison d'assise manuelle, avant :	0° à + 20°	
Inclinaison d'assise électrique, avant-arrière :	20° à + 10°	
Poids total :	Vérin hydraulique : 20 kg	Vérin électrique : 28 kg
Poids max :	Vérin hydraulique : 125 kg	Vérin électrique : 140 kg
Type de batterie :	7,2 Ah / 12V	
Options disponibles : frein électrique, inclinaison d'assise électrique, dossier électrique (sur modèle électrique)		

