

FUZE T50



Le fauteuil Fuze T50 a un châssis en aluminium élégant avec une plage d'inclinaison réglable en continu de 50°. Le fauteuil est léger, peu encombrant et facile à installer et à régler. Le Fuze T50 est le fauteuil inclinable le plus vendu de PDG.

Fonctionnalités exclusives

- Un pivot unique du centre de gravité
- Performances d'inclinaison sans effort et sans entretien
- Réglages simples du centre de gravité

CODE LPP : 4118193 - VHP, propulsion manuelle, pliant, à dossier inclinable

Caractéristiques techniques

FUZE T50

Bascule d'assise	Jusqu'à 50°
Poids max utilisateur	158 kg
Largeur d'assise	30,5 à 61 cm
Profondeur d'assise	38 à 56 cm
Hauteur d'assise	33 à 51 cm
Inclinaison du dossier	84° à 120°
Largeur totale	Largeur d'assise + 10-21,5 cm
Poids du fauteuil	20 kg