

# MEYWALK 4 - Micro




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur :	77 cm	
Largeur hors-tout :	51 cm	
Largeur interne :	42 cm	
Hauteur de selle :	25 - 45 cm	
Hauteur de l'anneau thoracique :	52 - 65 cm	
Circonférence de l'anneau thoracique :	70, 90 cm	
Poids (sans accessoire) :	13 kg	
Ressorts :	Orange pour 10-15 kg	Violet pour 15-20 kg
Poids utilisateur max :	60 kg	
Coloris :	Noir	

### Longueur interne de la jambe

Définit la taille du Meywalk



Hauteur de selle : 25 - 45 cm

### Circonférence du torse

Définit la couleur de l'anneau thoracique



Blanc  70 cm  
Noir  90 cm

### Poids de l'utilisateur

Définit la couleur des ressorts



Orange  10 kg - 15 kg  
Violet  15 kg - 20 kg

# MEYWALK 4 - SMALL




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur :	85 cm
Largeur hors-tout :	62 cm
Largeur interne :	49 cm
Hauteur de selle :	44 - 67 cm
Hauteur de l'anneau thoracique :	74 - 99 cm
Circonférence de l'anneau thoracique :	70, 90, 105, 120 cm
Poids (sans accessoire) :	25 kg
Ressorts :	Blanc pour 20-50 kg Jaune pour 45-65 kg Bleu pour 65-80 kg
Poids utilisateur max :	100 kg
Coloris :	Vert

### Longueur interne de la jambe

Définit la taille du Meywalk



Hauteur de selle : 44 - 67 cm

### Circonférence du torse

Définit la couleur de l'anneau thoracique



Blanc		70 cm
Noir		90 cm
Gris		105 cm
Bleu		120 cm

### Poids de l'utilisateur

Définit la couleur des ressorts



Blanc		20 kg - 50 kg
Jaune		45 kg - 65 kg
Bleu		65 kg - 80 kg

# MEYWALK 4 - MEDIUM




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur :	86 cm
Largeur hors-tout :	62 cm
Largeur interne :	50 cm
Hauteur de selle :	60 - 84 cm
Hauteur de l'anneau thoracique :	101 - 133 cm
Circonférence de l'anneau thoracique :	70, 90, 105, 120, 130 cm
Poids (sans accessoire) :	32 kg
Ressorts :	Jaune pour 45-65 kg Bleu pour 65-80 kg Rouge pour 80-100 kg Argent pour 100-130 kg
Poids utilisateur max :	130 kg
Coloris :	Rouge

### Longueur interne de la jambe

Définit la taille du Meywalk



Hauteur de selle : 60 - 84 cm

### Circonférence du torse

Définit la couleur de l'anneau thoracique



Blanc		70 cm
Noir		90 cm
Gris		105 cm
Bleu		120 cm
Jaune		130 cm

### Poids de l'utilisateur

Définit la couleur des ressorts



Jaune		45 kg - 65 kg
Bleu		65 kg - 80 kg
Rouge		80 kg - 100 kg
Argent		100 kg - 130 kg

# MEYWALK 4 - LARGE




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur :	100 cm
Largeur hors-tout :	68 cm
Largeur interne :	57 cm
Hauteur de selle :	80 - 104 cm
Hauteur de l'anneau thoracique :	120 - 152 cm
Circonférence de l'anneau thoracique :	70, 90, 105, 120, 130 cm
Poids (sans accessoire) :	34 kg
Ressorts :	Rouge pour 80-100 kg Argent pour 100-130 kg
Poids utilisateur max :	130 kg
Coloris :	Noir

### Longueur interne de la jambe

Définit la taille du Meywalk



Hauteur de selle : 80 - 104 cm

### Circonférence du torse

Définit la couleur de l'anneau thoracique



Blanc		70 cm
Noir		90 cm
Gris		105 cm
Bleu		120 cm
Jaune		130 cm

### Poids de l'utilisateur

Définit la couleur des ressorts



Rouge		80 kg - 100 kg
Argent		100 kg - 130 kg