


MiniFlex



Ses caractéristiques techniques et sa fiabilité font du Miniflex un excellent fauteuil d'intérieur motorisé. Un châssis compact et ouvert d'une largeur hors-tout de 58 cm avec un entraînement des roues avant permet d'accéder partout dans un domicile ou sur un lieu de travail exigü.



Code LPP : 9175497 VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées DGK MEDICAL 3 487,95 €

Largeur châssis	58 cm
Longueur châssis	74 cm
Vitesse max	4 km/h
Rayon de giration	94 cm
Hauteur sol - siège	Vérin court : 45 à 63 cm Vérin long : 50 à 75 cm
Roues motrices	Traction avant ou propulsion arrière
Franchissement d'obstacle	3 cm
Poids total	60 kg
Poids max utilisateur	140 kg
Autonomie *	8 h 30 min