


REAL 6100 PLUS




Le REAL 6100, ce nouveau châssis six roues articulé offre une largeur hors tout de 57 cm sur une longueur de 80 cm pour encore plus de maniabilité en intérieur, surtout dans les endroits les plus exigus comme la salle de bain, la cuisine ou encore la chambre à coucher.

Vérin long :



Vérin court :



Réglage possible de +/- 5 cm dans le châssis vers le haut et vers le bas

Poids max. utilisateur :	135 kg
Largeur hors-tout :	57 cm
Vitesse max. :	4.5 km/h
Longueur :	80 cm
Rayon de giration :	82 cm
Roues avant/arrière :	Ø 12.5 cm
Roues directrices : roues centrales :	Ø 22 cm
Autonomie de la batterie * :	~ 15 km
Hauteur sol - siège :	39 à 77 cm selon vérin
Franchissement d'obstacle :	4 cm
Plage de réglage repose-pieds :	37-53 cm
Poids (batterie incluse) :	76 kg
Largeur d'assise :	33 à 48 cm selon assise
Temps de charge :	6 - 8 heures
Profondeur d'assise :	35 à 48 cm selon assise
Chargeur :	Testé et approuvé par Mercado Medic AB Mentzer 3A
Inclinaison d'assise :	-15° +8°, -8° +15°, 0° +23°
Hauteur du dossier :	33 à 43 cm selon dossier
Batterie :	Testée et approuvée par Mercado Medic AB Sonnenschein 2st 12 V 25 Ah
Inclinaison du dossier :	15° +45°

* L'autonomie de la batterie peut différer en fonction du poids de l'utilisateur, des conditions climatiques et du type de terrain