


Raz-CAT



Fauteuil roulant manuel de douche percé, équipement spécial pour handicapés. Avec une plage d'inclinaison de 40°, un appui-tête avec un petit coussin, un cadre en acier inoxydable réglable en hauteur, une profondeur d'assise réglable, un angle de dossier réglable, quatre roulettes de 5" à double verrouillage, un appui-tête en acier inoxydable, un petit coussin d'appui-tête moulé, des accoudoirs rembourrés rabattables, seau amovible permettant également une utilisation dans la douche ou au dessus des toilettes. et des repose-pieds. Capacité de poids de l'utilisateur : 136 kg.



Caractéristiques techniques

Raz-Cat

Capacité de poids	136 Kg
Largeur totale	Largeur du siège plus 11 cm avec les accoudoirs standard
Longueur totale (avec les repose-pieds et l'appui-tête réglés en position centrale)	
- À 0° d'inclinaison avec les repose-pieds standards	109 cm
- À 40° d'inclinaison	137 cm
Profondeur d'assise	41 cm ou 53 cm selon la longueur de l'assise
Hauteur libre (sous le siège)	
- avec le supports du seau	43 cm - 53 cm (incréments de 2,5 cm)
- sans le supports du seau	45 cm - 55 cm (incréments de 2,5 cm)
Largeur de passage des toilettes	38 cm pour une assise standard de 46 cm de large. Pour les autres largeurs, enlevez 5,7 cm au cadre d'assise
Hauteur de l'accoudoir - au-dessus de l'assise moulé (incréments de 1/2")	
- Dossier fixe de 46 cm de hauteur - standard	21 cm
- Dossier réglable de 38 cm de hauteur	14 cm - 21 cm (incréments de 1,2 cm)
- Dossier réglable de 43 cm de hauteur	16 cm - 24 cm (incréments de 1,2 cm)
- Dossier réglable de 51 cm de hauteur	19 cm - 26 cm (incréments de 1,2 cm)
- Dossier réglable de 56 cm de hauteur	19 cm - 26 cm (incréments de 1,2 cm)
- Dossier pliable / réglable de 51 cm de hauteur	19 cm - 26 cm (incréments de 1,2 cm)
- Dossier Pliable / réglable de 56 cm de hauteur	19 cm - 26 cm (incréments de 1,2 cm)
Hauteur assise / sol (avec assise moulé)	53 cm - 63 cm (incréments de 2,5 cm)
Poids du dispositif	28 Kg
Matériau	Acier inoxydable (garantie à vie contre la corrosion)