


Raz-SP



Fauteuil roulant de douche percé, équipement spécial pour handicapés. Avec cadre en acier inoxydable réglable en hauteur, supports d'accoudoirs rembourrés rabattables, supports de pieds, roues arrière de 22" ou 24", roulettes avant à double blocage de 5 pouces (125 mm) et seau amovible également permettant une utilisation dans la douche ou au dessus des toilettes. Capacité de poids de l'utilisateur : 181 Kg.



Caractéristiques techniques

Raz-Self Propel

	Roues de 22"	Roues de 24"
Capacité de poids	181 Kg	181 Kg
Largeur totale	Largeur d'assise + 19,70 cm	Largeur d'assise + 19,70 cm
Longueur totale (avec les repose-pieds réglé en position centrale)	104 cm	106 cm
Profondeur d'assise	41 cm ou 53 cm selon la longueur de l'assise	
Hauteur libre (sous le siège)		
- avec le supports du seau	39 cm - 49 cm (incrément de 2,5 cm)	
- sans le supports du seau	41 cm - 51 cm (incrément de 2,5 cm)	
Largeur de passage des toilettes	41 cm	41 cm
Hauteur de l'accoudoir - au-dessus de l'assise moulé (incrément de 1/2")		
- Dossier fixe de 46 cm de hauteur - standard	21 cm	
- Dossier réglable de 38 cm de hauteur	14 cm - 21 cm	
- Dossier réglable de 43 cm de hauteur	16 cm - 24 cm	
- Dossier réglable de 51 cm de hauteur	19 cm - 26 cm	
- Dossier réglable de 56 cm de hauteur	19 cm - 26 cm	
- Dossier pliable / réglable de 51 cm de hauteur	19 cm - 26 cm	
- Dossier Pliable / réglable de 56 cm de hauteur	19 cm - 26 cm	
Hauteur assise / sol (avec assise moulé)	51 cm	61 cm
Poids du dispositif	21 Kg	22 Kg
Matériau	Acier inoxydable (garantie à vie contre la corrosion)	