

# Raz-AP600

Fauteuil roulant manuel de douche percé bariatrique, équipement spécial pour handicapés. Poids maximal de 272 kg.

- Logement pelvien
- 5 largeurs (56 cm / 61 cm / 66 cm / 71 cm / 76 cm)
- Dossier réglable en inclinaison
- Réglage en hauteur sans outil (19"-23")
- Angle du dossier réglable (90° / 97°)
- Roulettes de 5" à double blocage (6" en option)
- Utilise le même châssis que le SP600
- Châssis en acier inoxydable



Repose-pieds robuste renforcés



Capacité de poids