

Raz-SP600

Fauteuil roulant manuel de douche percé bariatrique, équipement spécial pour handicapés. Poids maximal de 272 kg.

- Logement pelvien
- 5 largeurs (56 cm / 61 cm / 66 cm / 71 cm / 76 cm)
- Centre de gravité réglable
- Dossier réglable en profondeur
- Angle du dossier réglable (90° / 97°)
- Roulettes de 5" à double blocage (6" en option)
- Réglable en hauteur
- Utilise le même châssis que l'AP600
- Châssis en acier inoxydable



Roues renforcées de 24" avec des mains courantes ergonomiques et des roulements en acier inoxydable.



La plaque d'essieu réglable avant/arrière permet d'ajuster le centre de gravité.

