


Raz-AP600

Fauteuil roulant manuel de douche percé bariatrique, équipement spécial pour handicapés. Poids maximal de 272 kg.



Fauteuil roulant manuel de douche percé, équipement spécial pour handicapés. Châssis en acier inoxydable, accoudoirs relevables, repose-pieds renforcés, quatre roulettes de 5" (125 mm) à double verrouillage et seau amovible permettant également une utilisation dans la douche ou au dessus des toilettes. Poids supérieur à 204 kg nécessite des roulettes de 6" (150 mm) (Z66AP). Poids maximum de l'utilisateur : 272 kg.



Caractéristiques techniques

Raz-AP600

Capacité de poids

272 Kg

Profondeur d'assise avec assise moulée

46 cm - 51 cm

Largeur totale

Largeur d'assise plus 11 cm avec les accoudoirs standard

Largeur de passage des toilettes

Largeur de l'assise moins 15 cm

Longueur totale (avec les repose-pieds et l'appui-tête réglés en position centrale)

Avec roulettes arrière

103 cm

A l'arrière des poignées

94 cm

Hauteur libre (sous l'assise)

avec roulettes de 5"

- avec le supports du seau

36,3 cm - 46,4 cm

- sans le supports du seau

38 cm - 48 cm

Hauteur libre (sous l'assise)

avec roulettes de 6"

- avec le supports du seau

38,8 cm - 49 cm

- sans le supports du seau

40 cm - 51 cm

Hauteur de l'accoudoir - au-dessus de l'assise moulée

25 cm

Hauteur assise / sol (avec assise moulée)

48 cm - 58 cm (avec roulettes 5")

Hauteur du dossier

51 cm

Matériau

Acier inoxydable (garantie à vie contre la corrosion)

Poids du dispositif

25 kg