


# Raz-SP600

Fauteuil roulant manuel de douche percé bariatrique, équipement spécial pour handicapés. Poids maximal de 272 kg.



Fauteuil roulant manuel de douche percé, équipement spécial pour handicapés. Avec un châssis en acier inoxydable réglable en hauteur, dossier de 51 cm de haut (réglage en profondeur de 5 cm et angle du dossier de 90°/97°), réglable en tension, roues arrière de 24", essieu réglable avant/arrière, freins, deux roulettes de 5" à double verrouillage, accoudoirs relevables, repose-pieds et seau amovible permettant également une utilisation dans la douche ou au dessus des toilettes. Capacité de poids de l'utilisateur 272 kg. [Des roulettes de 6 pouces (Z66SP) sont requises pour les utilisateurs de plus de 204 kg.



Caractéristiques techniques	Raz-AP600
Capacité de poids	272 Kg
Profondeur d'assise avec assise moulée	46 cm - 51 cm
Largeur totale	Largeur d'assise plus 19 cm avec les accoudoirs standard
Largeur de passage des toilettes	Largeur de l'assise moins 15 cm
Longueur totale	
Avec roues en position centrale	111 cm
Hauteur libre (sous l'assise)	avec roulettes de 5"
- avec le supports du seau	36,3 cm - 46,4 cm
- sans le supports du seau	38 cm - 48 cm
Hauteur libre (sous l'assise)	avec roulettes de 6"
- avec le supports du seau	38,8 cm - 49 cm
- sans le supports du seau	40 cm - 51 cm
Hauteur de l'accoudoir - au-dessus de l'assise moulée	25 cm
Hauteur assise / sol (avec assise moulée)	51 cm et 53 cm (avec roulettes 5")    51 cm, 53 cm, 61 cm (avec roulettes 6")
Hauteur du dossier	51 cm
Matériau	Acier inoxydable (garantie à vie contre la corrosion)
Poids du dispositif	31 kg