



photo non contractuelle

# STRAPSTAND

Appareil modulaire de Verticalisation, Piètement articulé sur roulettes, Sangle de maintien du haut du corps, Poignée standard extérieure, Levier d'activation du système d'assistance hydraulique, Tablette thérapeutique moulée, Coussin de contre-appui, Repose-pieds ajustable en angle et hauteur, Attaches velcro pour les pieds, Supports genoux séparés, Poignées de préhension, Poignée de transport.

## Fiche technique

Plage de hauteur	152 cm - 195 cm
Limite de poids	159 kg
Hauteur du support-genoux (du repose-pieds au sommet du support-genoux)	46 cm - 53 cm
Largeur du support-genoux (du centre au centre)	23 cm
Profondeur du support-genoux (à partir de l'arrière du talon)	15 cm - 24 cm
Plage de profondeur du coussin avant (à partir de l'arrière du talon)	5 cm - 32 cm
Plage de hauteur du coussin avant (du repose-pieds au centre du coussin)	102 cm - 142 cm
Largeur intérieure / Accès pour fauteuils roulants	58 cm
Diamètre des roulettes de blocage	8 cm
Dimensions	71 cm de largeur x 86 cm de longueur
Couleur du châssis	Gris Oxford
Couleur du rembourrage	Noir
Poids du dispositif	57 kg
Sangle de levage - Small	23 cm x 64 cm
Sangle de levage - Large	30 cm x 71 cm
Sangle de levage - XLarge	36 cm x 81 cm
Sangle de levage réglable - Small	25 cm x 66 cm
Sangle de levage réglable - Large	30 cm x 74 cm
Sangle de levage réglable - XLarge	36 cm x 81 cm
Plage de la sangle de levage réglable	0 cm - 20 cm
Hauteur du plateau (à partir du socle) -2,5 cm pour l'acrylique	107 cm - 147 cm
Taille du plateau (moulé ou acrylique)	53 cm x 61 cm
Pieds pivotants Empreinte au sol	76 cm x 98 cm
Pieds pivotants Accès intérieur (largeur avant du fauteuil roulant jusqu'à)	97 cm
Extension de la poignée de l'actionneur	Ajouter 18 cm
Plage du plateau à angle réglable	0 - 35°
Taille de la sangle de soutien pour le haut du corps	14 cm x 61 cm
Sangle de soutien pour le haut du corps (plage de réglage)	84 cm - 178 cm
Sangles pour les pieds (sur la voûte plantaire)	18 cm - 43 cm
Option pied sécurisé (portée sur la voûte plantaire)	18 cm - 43 cm
Surface de placement de la plaque de base XL (chaque pied)	18 cm x 36 cm
Plage de profondeur du support-genoux indépendant (à partir de l'arrière du talon)	9 cm - 20 cm
Hauteur du support-genoux indépendant (à partir du repose-pieds)	43 cm - 57 cm
Taille du support-genoux indépendant	18 cm x 23 cm
Taille du support-genoux ROHO indépendant	13 cm x 19 cm
Plaques de pieds multiréglables (hauteur du sol)	2,5 cm - 13 cm
Repose-pieds multiréglables - Réglage de l'écartement des pieds	Neutre à +15°
Repose-pieds multi-réglables - Réglage de la flexion plantaire/dorsiflexion	-20/+20°