

INCLINAISON D'ASSISE MERCADO



L'inclinaison d'assise par vérin hydraulique ou électrique Mercado permet un angle de 15° vers l'avant et 8° vers l'arrière.

La manette peut se trouver sous l'accoudoir ou sous l'assise.



+15°



-8°



DGK MEDICAL – Parc des Activités Economiques – 62180 VERTON – TEL : +33 321 89 49 85

secretariat@dgkmedical.com www.dgkmedical.com

Siret : 483 016 309 00039

RCS : BOULOGNE SUR MER APE : 7021Z

TVA : FR83483016309