









REAL 9000/9100



Largeur d'embase :	COMPACTE : 53 cm	LARGE : 60 cm
Longueur d'embase :	COMPACTE : 60 cm	LARGE : 52 cm
Roues avant/arrière :	Ø 10 cm	
Hauteur sol - siège :	ELECTRIQUE :	47-75 cm / 40-60 cm
	HYDRAULIQUE :	45-65 cm / 40 - 54 cm
Largeur d'assise :	33 à 48 cm selon assise	82 cm
Profondeur d'assise :	35 à 48 cm selon assise	
Inclinaison d'assise :	+15° à -8°	
Largeur de dossier :	35 à 46 cm selon dossier	
Hauteur de dossier :	26 à 43 cm selon dossier	
Inclinaison du dossier :	-15° à +45°	
Longueur accoudoirs de base :	35 cm	
Poids max. utilisateur :	150 kg	

Options électriques disponibles : frein, inclinaison d'assise, dossier

	Electrique		Hydraulique	
Vérin long :	 Hauteur min 47 cm	 Hauteur max 75 cm	 Hauteur min 45 cm	 Hauteur max 65 cm
Vérin court :	 Hauteur min 40 cm	 Hauteur max 60 cm	 Hauteur min 40 cm	 Hauteur max 54 cm

Réglage possible de +/- 5 cm dans le châssis vers le haut et vers le bas