


Raz-AP



Fauteuil roulant manuel de douche percée, équipement spécial pour handicapés. Avec châssis en acier inoxydable réglable en hauteur, accoudoirs rembourrés rabattables, repose-pieds, quatre roulettes de 5" (125 mm) à double verrouillage et seau amovible permettant également une utilisation dans la douche ou au dessus des toilettes. Capacité de poids de l'utilisateur : 181 Kg.



Caractéristiques techniques

Raz-AP

Capacité de poids

184 Kg

Largeur totale

Largeur du siège plus 10 cm avec les accoudoirs standard

Longueur totale (avec les repose-pieds et l'appui-tête réglés en position centrale)

93 cm (suivit des roues arrières) 89 cm (à l'arrière des cannes)

Profondeur d'assise

41 cm / 53 cm selon la longueur d'assise / coussin

Hauteur libre (sous le siège)

- avec le supports du seau

39 cm - 49 cm (incréments de 2,5 cm)

- sans le supports du seau

41 cm - 51 cm (incréments de 2,5 cm)

Largeur de passage des toilettes

41 cm pour une assise standard de 46 cm de large. Pour les autres largeurs, enlevez 5,7 cm au cadre d'assise

Hauteur de l'accoudoir - au-dessus de l'assise moulé (incréments de 1/2")

- Dossier fixe de 46 cm de hauteur - standard

21 cm

- Dossier réglable de 38 cm de hauteur

14 cm - 21 cm (incréments de 1,2 cm)

- Dossier réglable de 43 cm de hauteur

16 cm - 24 cm (incréments de 1,2 cm)

- Dossier réglable de 51 cm de hauteur

19 cm - 26 cm (incréments de 1,2 cm)

- Dossier réglable de 56 cm de hauteur

19 cm - 26 cm (incréments de 1,2 cm)

- Dossier pliable / réglable de 51 cm de hauteur

19 cm - 26 cm (incréments de 1,2 cm)

- Dossier Pliable / réglable de 56 cm de hauteur

19 cm - 26 cm (incréments de 1,2 cm)

Hauteur assise / sol (avec assise moulé)

51 cm - 61 cm

Poids du dispositif

17 Kg

Matériau

Acier inoxydable (garantie à vie contre la corrosion)