


Raz-SP



Fauteuil roulant de douche percé, équipement spécial pour handicapés. Avec châssis en acier inoxydable réglable en hauteur, accoudoirs rembourrés rabattables, repose-pieds, roues arrière de 22" ou 24", roulettes avant à double blocage de 5 pouces (125 mm) et seau amovible également permettant une utilisation dans la douche ou au dessus des toilettes. Capacité de poids de l'utilisateur : 181 Kg



Caractéristiques techniques

Raz-Self Propel

	Roues de 22"	Roues de 24"
Capacité de poids	184 Kg	184 Kg
Largeur totale	Largeur d'assise + 19,70 cm	Largeur d'assise + 19,70 cm
Longueur totale (avec les repose-pieds réglé en position centrale)	104 cm	106 cm
Profondeur d'assise	41 cm ou 53 cm selon la longueur de l'assise	
Hauteur libre (sous le siège)		
- avec le supports du seau	39 cm - 49 cm (incrément de 2,5 cm)	
- sans le supports du seau	41 cm - 51 cm (incrément de 2,5 cm)	
Largeur de passage des toilettes	41 cm	41 cm
Hauteur de l'accoudoir - au-dessus de l'assise moulé (incrément de 1/2")		
- Dossier fixe de 46 cm de hauteur - standard	21 cm	
- Dossier réglable de 38 cm de hauteur	14 cm - 21 cm	
- Dossier réglable de 43 cm de hauteur	16 cm - 24 cm	
- Dossier réglable de 51 cm de hauteur	19 cm - 26 cm	
- Dossier réglable de 56 cm de hauteur	19 cm - 26 cm	
- Dossier pliable / réglable de 51 cm de hauteur	19 cm - 26 cm	
- Dossier Pliable / réglable de 56 cm de hauteur	19 cm - 26 cm	
Hauteur assise / sol (avec assise moulé)	51 cm - 61 cm	51 cm - 58 cm
Poids du dispositif	21 Kg	22 Kg
Matériau	Acier inoxydable (garantie à vie contre la corrosion)	