


Züm-AP



Fauteuil roulant manuel de douche percé pliable Züm-AP, équipement spécial pour handicapés. Comprend un châssis en aluminium, des accoudoirs rembourrés et relevables, repose-pieds, quatre roulettes de 5" (125 mm) à double verrouillage et sceau amovible permettant également une utilisation dans la douche ou au dessus des toilettes. Capacité de poids de l'utilisateur : 159 kg.



Caractéristiques techniques

Züm-AP

Capacité de poids

160 Kg

Largeur totale

- Châssis ouvert

59 cm

- Châssis plié

28 cm

- Châssis plié

19 cm (démontage de l'ensemble arrière)

Longueur totale

- avec repose-pieds standard

86 cm

Largeur d'assise

46 cm

Hauteur libre (sous le siège)

- avec le supports du seau

43 cm

- sans le supports du seau

45 cm

Hauteur de l'accoudoir au dessus de l'assise

20 cm

Hauteur assise / sol (avec assise moulé)

55 cm

Poids du dispositif

20 Kg

Matériau du châssis

Aluminium

Matériau du cadre de dossier et du repose-pieds

Acier inoxydable

Matériau des fixations

Acier inoxydable