


Züm-SP



Fauteuil roulant manuel de douche percé pliable Züm-SP, équipement spécial pour handicapés. Comprend un châssis en aluminium, des roues arrière de 22" ou 24", des essieux à escamotables, anti-basculer, repose-pieds, des accoudoirs rembourrés et relevables, quatre roulettes de 5" (125 mm) à double verrouillage et seau amovible permettant également une utilisation dans la douche ou au dessus des toilettes. Capacité de poids de l'utilisateur : 159 kg.



Caractéristiques techniques	Züm-SP
Capacité de poids	160 Kg
Largeur totale	- Châssis ouvert 64 cm - Châssis plié 33 cm - Châssis plié 19 cm (démontage de l'ensemble arrière)
Longueur totale	
- avec repose-pieds standard	102 cm avec les roues 22"
- pour SP, roues arrière en position centrale	104 cm avec les roues 24"
Largeur d'assise	46 cm
Hauteur libre (sous le siège)	
- avec le supports du seau	43 cm
- sans le supports du seau	45 cm
Hauteur de l'accoudoir au dessus de l'assise	20 cm
Hauteur assise / sol (avec assise moulé)	55 cm
Poids du dispositif	26 Kg
Matériau du châssis	Aluminium
Matériau du cadre de dossier et du repose-pieds	Acier inoxydable
Matériau des fixations	Acier inoxydable