

COULEURS



HAUTEUR DE TRANSFERT



Court



Standard

FORME D'ASSISE

Option Gel Top sous conditions

OPTIONS - ASSISE



Ouverture à l'avant



Fermé



Ouverture côté gauche



Ouverture côté droit



Ouverture à l'arrière



Plein

STYLE DE DOSSIER

POIGNÉE DE POUSSÉE



Dossier souple



Dossier rigide en mousse



Poignée fixe



Barre de poussée

INCLINAISON DU DOSSIER



Dos fixe



Dossier inclinable (à 0, 7, 14°) et pliable

INCLINAISON DE L'ASSISE



Assise fixe



Inclinaison réglable de 4 crans
De 0 à 3,8 cm

PROFONDEUR DE L'ASSISE



De 0 à 5 cm




Réglage avant / arrière de 0 à 5 cm.
Indépendant du châssis et du dos.

ACCOUDOIRS



Accoudoirs rabattables



Multi-réglables à 0, 7, 14°

ROUES AVANT



Standard 5"



Deluxe aluminium 5"

ROUES ARRIERE




Nylon
3 tailles : 20", 22" et 24"
Axe fixe ou axe à encliquetage rapide



Magnésium
2 tailles : 22" et 24"
Axe fixe ou axe à encliquetage rapide
Main courante en aluminium ou main courante ergonomique
Pneu bandage cranté ou pneu bandage lisse

OPTIONS - ROUES ET FREINS

FREINS



Freins ciseaux



A poussée : poignée courte



A poussée : rallonge de
frein amovible

REPOSE-PIEDS



Monobloc



Monobloc, réglable en angle



Fixe, rabattable



Escamotable court



Escamotable long

ACCESSOIRES



Semelle profilée avec butée



Butée de talon



Housse néoprène plaque



Housse néoprène bloc

Sangle de pied

OPTIONS – SANGLES ET CEINTURES

SANGLES



Sangle de mollet pour potence fixe



Sangle de mollet pour potence escamotable



Sangle de mollet Bodypoint®
(pour siège 41, 46 et 51 cm)



Sangle de genoux Bodypoint®

CEINTURES



Ceinture de tronc



Ceinture de tronc Bodypoint®
Existe en xl



Ceinture ventrale



Ceinture de tronc et ceinture ventrale
Bodypoint®

OPTIONS – SUPPORT ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES



Cale tronc pivotant et réglable



Protections latérales



Anti-basculement

SUPPORT



Profondeur allant de 2,5 cm à 12,5 cm
(incrémentation de 2,5 cm)



DGK Medical
38 avenue du champ gretz
62180 Verton

03 21 89 49 85
06 87 09 92 70
secretariat@dgkmedical.com

Retrouvez-nous sur <https://dgkmedical.com/>