

Modèle SC



	Siège 41 cm	Siège 46 cm	Siège 51 cm
Limite de poids		140.6 kg	
Poids de l'unité de base		22.2 kg	
Largeur hors tout (jantes comprises)	59.69 cm	64.77 cm	69.85 cm
Largeur entre les accoudoirs	41.28cm	46.36 cm	51.44 cm
Largeur libre sous le siège au niveau de l'essieu	32.07 cm	37.15 cm	42.23 cm
Profondeur sans repose-pieds	Roues de 20"	69.85 cm / 76.84 cm	74.93 cm / 81.92 cm
	Roues de 22"	72.39 cm / 79.34 cm	77.47 cm / 84.46 cm
	Roues de 24"	74.93 cm / 81.92 cm	80.01 cm / 87.00 cm
Hauteur sol / siège châssis court		de 43.18 cm à 47.63 cm	
Hauteur sol / siège châssis long		de 48.26 cm à 52.71 cm	
Diamètres des roues		20", 22", 24"	
Dimensions maximales (L x P x H)	59.69 X 81.92 X 106.68 cm	64.77 X 87.00 X 106.68 cm	69.85 X 92.08 X 106.68 cm
Dimensions du repose-pieds (monobloc fixe/réglable)	24.13 X 21.43 cm	29.21 X 21.43 cm	34.29 X 21.43 cm
Dimensions du repose-pieds (col de cygne)		14.92 ou 17.46 ou 20 X 21.43 cm	
Dimensions du repose-pieds (rabattable)		10.80 ou 13.34 ou 15.88 X 21.43 cm	
Taille des cales latérales		12.70 X 7.62 X 2.54 cm	
Plage de réglage des cales latérales		de 0 - 40.64 cm	
Inclinaison maximale du siège		3.81 cm	
Réglage avant/arrière du siège		5.08 cm	
Réglage avant/arrière de l'essieu		6.99 cm	
Distance entre l'arrière de l'unité et le début de l'ouverture de la cuvette			
- roues de 20 pouces, siège en position arrière		32.39 cm	
- roues de 22 pouces, siège en position arrière		34.93 cm	
- roues de 24 pouces, siège en position arrière		37.47 cm	
Diamètre de braquage	55.88 cm	59.69 cm	63.5 cm
Hauteur des accoudoirs à partir du haut du siège		de 13.97 à 30.48 cm	
Plage de réglage du repose-pieds (monobloc fixe/réglable, tubes avant courts)		de 40.00 à 45.09 cm	
Plage de réglage du repose-pieds (monobloc fixe/réglable, tubes avant longs)		de 45.09 à 50.17 cm	
Plage de réglage du repose-pieds escamotable court		de 38.10 à 58.42 cm	
Plage de réglage du repose-pieds escamotable long		de 38.10 à 63.50 cm	
Plage de réglage du repose-pieds (rabattable, tubes avant longs)		de 39.37 à 44.45 cm	
Plage de réglage du repose-pieds (rabattable, tubes avant longs)		de 44.45 à 49.53 cm	
Hauteur du dossier (par rapport à l'assise avec 0° en angle) réglable		de 19.69 à 40.64 cm	
Écart entre le haut du siège et le bas du dossier (vidange 0°)		de 0 à 20.96 cm	
Angles du dossier		0°, 7°, 14°	
Angle du dossier fixe		7°	